

『これでわかる！ 抗菌薬選択トレーニング』 正誤表(第3刷)

2020年1月6日現在

訂正箇所	誤	正
42頁・見出し「正解」欄	正解 ⑤VCMまたは②CTRX継続	正解 ②CTRX継続
42頁・解説文、左段下から4行目(最後の1文)	その場合、表のような結果となりますので、PCGは使用できず、 <u>狭域化の観点からも⑤VCMまたは②CTRX継続が妥当と考えられます。</u>	その場合、表のような結果となりますので、PCGは使用できず、 <u>②CTRX継続が妥当と考えられます。</u>
136頁・図説、下から3行目(最後の1文)	肺炎球菌感染症については肺炎球菌迅速抗原検査も大変有用な検査方法だが、このように、血液 <u>感染</u> 培地での溶血性あるいは特徴的なコロニーの形態から肺炎球菌と推測することも可能である。	肺炎球菌感染症については肺炎球菌迅速抗原検査も大変有用な検査方法だが、このように、血液 <u>寒天</u> 培地での溶血性あるいは特徴的なコロニーの形態から肺炎球菌と推測することも可能である。